

INDICATIONS

SAGONI MELT est un produit spécialement conçu afin de remodeler et améliorer l'aspect de la partie inférieure du visage. Réduction de la graisse subcutanée localisée. Ce produit est indiqué dans les cas d'excès de graisse localisée, pour le double menton et correction après une liposuccion.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

Drainage intensif de la zone traitée.

PRINCIPES ACTIFS

Camitine, caféine, désoxycholate de sodium, silicium organique, cynara scolymus (artichaut), thiamine, pyridoxine, riboflavin, panthénol, ginkgo biloba.


CONTRE-INDICATIONS

Allergie à un des composants. Pas d'étude effectuée concernant l'usage en cas de grossesse ou allaitement.

PRÉCAUTIONS

Éviter tout contact avec les yeux et les membranes muqueuses. Arrêter le traitement en cas de réaction allergique cutanée.

ZONE D'APPLICATION



RECOMMANDATIONS

Le traitement dure 15 minutes. 1 séance toutes les 3 semaines; minimum 4 séances pour un résultat optimal.

SAGONI MELT est adapté pour son utilisation en combinaison avec des techniques améliorant la bio-disponibilité cutanée du produit comme l'électroporation, l'électrophorèse, le micro-needling et pens à micro-aiguilles.

Le traitement doit s'effectuer par un médecin expérimenté.